

## Reinigung / Wartung

Die Saugteller immer von Öl, Staub und Schmutz frei halten. Zur Reinigung der Sauger haushaltsübliche Reiniger verwenden (kein Essigreiniger). Die Saugteller niemals längere Zeit dem direkten Sonnenlicht aussetzen, ansonsten verlieren sie ihre Elastizität. Die Saugteller auf möglichen Verschleiß/Alterung überprüfen. **Sind die Sauger beschädigt, umgehend ersetzen.**

## Cleaning / Maintenance

Always keep the rubber discs clear of oil and dust. Clean the rubber discs with standard household detergents (no acetic cleaner). Never expose the rubber discs to direct sunlight for longer periods otherwise they will quickly lose their elasticity. Check the rubber discs for possible deterioration. **If the suction cups show damage, replace immediately.**

Produkt		
Artikelnummer / Order Number	660100400	660100500
Gesamtlänge / Length overall	440 - 570 mm	560 - 690 mm
Länge Grifffläche / Grip length	210 - 340 mm	330 - 460 mm
Abstand zur Wand / Distance to Wall	35 mm	
Farbe / Color	weiß / white	
Sauger Ø / Suction Cups Ø	120 mm	
Gewicht / Weight	0,8 kg	0,9 kg
Max. Belastung / Max. Load	70 kg	
Material Griff / Material grip	Kunststoff PP / High quality plastic PP Präzisionsstahlrohr	
Material Saugteller / Material suction cups	NBR Präzisionsstahlrohr	
Material Innere Mechanik / Material inner parts	VA (stainless steel)	

## Garantie

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.  
Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designänderungen vorbehalten.

Stand: 10/2022

## Warranty

We issue a warranty of 24 months from date of purchase.  
Subject to technical alterations.

As per 10/2022



Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • 88316 Isny/Allgäu • Germany  
T +49 7562 9724 0 • [www.drivedevilbiss.de](http://www.drivedevilbiss.de) • [info@drivedevilbiss.de](mailto:info@drivedevilbiss.de)



## Gebrauchsanweisung Operating manual

# Solido T

Saughaltegriff ausziehbar  
Suction Cup Grab Bar adjustable

DE / EN


[www.drivedevilbiss.de](http://www.drivedevilbiss.de) / [www.drivedevilbiss.co.uk](http://www.drivedevilbiss.co.uk) / [www.drivemedical.de](http://www.drivemedical.de)

## Lieferumfang

Haltegriff inkl. 2 Saugtellern. Der Saughaltegriff ist gebrauchsfertig.

## Montage

Die Montage erfolgt ohne Werkzeug. Saugteller und Untergrund, auf dem der Saughaltegriff angebracht werden soll, überprüfen und sorgfältig reinigen. Saugteller fest auf den Untergrund drücken. Die Befestigungshebel am Haltegriff müssen geöffnet sein (nach innen zeigend) und der ganze Saugteller muss vollflächig auf dem Untergrund aufliegen.



Die Saugteller müssen jeweils komplett auf einer Fliese bzw. dem Untergrund aufliegen, so dass keine Fuge überdeckt wird bzw. die Auflagefläche unterbrochen wird (siehe 1). Die Sauger sollten mindestens 1-1,5 cm von der Fuge entfernt positioniert sein. Zum Festsaugen der Sauger am Untergrund) Hebel rechts und links am Griff nach außen (siehe 2) umlegen. Der Widerstand durch den Unterdruck muss deutlich am Befestigungshebel spürbar sein. Je größer der spürbare Widerstand, umso besser die Haftung des Haltegriffes. Falls die Haftung unzureichend ist, den Haltegriff über die Befestigungshebel lösen und den Griff erneut anbringen.


**Wenn keine ausreichende Haftung erzielt wird, darf der Griff nicht benutzt werden !**

## Product Content

Suction grab bar with 2 suction cups. Suction grab bar is ready for use.

## Assembling

Assembling requires no tools. Check the vacuum suction discs and the surface it is to be attached to. Clean the surface thoroughly. Press the rubber discs firmly to the surface. The tilting vacuum levers must be loose at this point and the whole of each rubber disc must lie on the surface. (1)



Ensure that the rubber discs are completely on the tile area or other surfaces so that the discs do not cover any grouting lines or other joints. The discs should be positioned at least 1-1.5 cm from all joints. (see 1) First press down one tilting lever and then the second. The resistance of the negative pressure generated must be clearly felt. The greater the resistance felt on the vacuum lever, the better the suction power of the grab bar. If you use the bar regularly, you will get a feel for the vacuum strength and the suction power generated. Before each use, test the firm hold of the suction device. If the adhesion seems insufficient, release the rail and reattach again.


**If the required suction power hasn't been achieved, the rail should not be used !**

## Richtig / Correct



Entfernungshinweise: Um den Haltegriff zu lösen, beide Hebel nach innen umlegen, Haltegriff dabei festhalten! Mit der Fingerspitze unter die Gummidichtung fahren, um den Sauger zu lösen.

## Saugknopf tauschen




Zum Austausch des Saugkopfes drücken Sie den Arretierknopf an der Seite und ziehen den Saugkopf in Pfeilrichtung ab. Den neuen Saugkopf aufschieben bis er deutlich einrastet.

## Sicherheitshinweise

**ACHTUNG:** Dieses Produkt wurde konzipiert um Unterstützung zu geben und nicht um das gesamte Gewicht einer Person zu halten oder tragen. Vor der Anbringung des Haltegriffes den Untergrund säubern und trocknen. **Lesen Sie sorgfältig die Gebrauchsanweisung.**


Die ordnungsgemäße Haftung des Griffes muss vor jeder Benutzung überprüft werden. Falls der Griff nicht richtig haftet muss er vor jedem Gebrauch neu angebracht / fixiert werden. **Saughaltegriff bei Defekt nicht verwenden!**

## Falsch / Wrong



Removal instructions: Release bath latches. Slide fingertip under rubber seal at each end to release suction.

## Suction cup exchange



For the exchange of the suction head press the interlock at the side and draw off the suction head in direction of the arrow. Push the new suction head until it lock clearly.

## Safety Instruction

**ATTENTION:** This product is designed to provide support. It is not designed to hold a person's entire body weight. Before using the grab bar, clean and dry the area where the grab bar is to be attached, and read the instructions carefully.

**Be sure to test the stability of the grab bar before every use.**

Always make sure that the grab bar is securely attached before each use and always reattach if loose. **Do not use the suction grab bar if it is damaged!**