



Reha-Katalog





0611 / 99 00 3 - 0

Mit einem Lifta gewinnen Sie mehr Unabhängigkeit

Mit einem Lifta meistern Sie die Treppe wieder allein und ohne fremde Hilfe. Ihr Treppenlift bringt Sie sicher hinauf und hinunter. So bleiben Sie in Ihrem schönen Zuhause

und in Ihrer gewohnten Umgebung. Wie zuvor können Sie den Kontakt zu Ihren Nachbarn pflegen oder gute Freunde besuchen.

Darüber hinaus bietet Ihnen Lifta viele Vorteile, die Ihnen so kaum ein Anderer bieten kann

- Lifta hat die größte Modellauswahl in Deutschland
- Lifta bietet unterschiedliche Schienensysteme und findet für nahezu jede Treppe eine individuelle Lösung
- Lifta ist mit über 200 Experten deutschlandweit in Ihrer Nähe vertreten
- Der Lifta Kundendienst ist 365 Tage/24 h für Sie erreichbar
- Über 230.000 installierte Lifta Treppenlifte und die sehr hohe Zufriedenheit unserer Kunden sprechen für sich und für Lifta



Sprechen Sie uns gerne an!



Inhaltsverzeichnis

Inhalt	Seite
Bad & WC	2 - 10
Rollator	11 - 14
Gehhilfe	15
Häusliche Pflege	16 - 20
Rollstuhl	21 - 24
Scooter	25
Alber Mobilitätshilfen	26 - 29
Sitzen & Liegen	30 - 32



Badewannenbrett



Badebrett 74x35cm oder 69x30cm weiß mit Haltegriff
belastbar bis 150 kg
HMV 04.40.02.0013
Art.-Nr.: 389800 / 389799



Badewannendrehsitz

Badewannendrehsitz mit Rückenlehne
weiß mit Hygieneausschnitt
drehbar um 360 Grad
HMV 04.40.02.3009
Art.-Nr.: 272186



Badewannenlift

Technische Daten	
Gesamtgewicht ohne Handbedienteil	10,8 kg
Gewicht Sitz	6,6 kg
Gewicht Rückenlehne	4,2 kg
Gewicht Handbedienteil	0,4 kg
Belastbarkeit	140 kg
Rückenlehne absenkbar bis	40°

Badewannenlift Aquatec Orca, weiß
mit absenkbarer Rückenstütze
HMV 04.40.01.0062
Art.-Nr.: 390022



- Robuster Rahmen mit verstärkter Hubschere
- Lithium-Ion Akkuzellen auf Manganbasis: besonders tiefentladesicher, kein Memory-Effekt
- Einfache & schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen
- Ergonomisches, schwimmfähiges Handbedienteil - liegt sicher in der Hand
- Wartungsfreies Antriebssystem



Duschhocker



Duschhocker ohne Hygieneausschnitt
höhenverstellbar mit Saugfüßen
belastbar bis 130 kg
Art.-Nr.: 166386

Bad & WC

Duschhocker

Duschhocker mit Armlehnen und Hygieneausschnitt
höhenverstellbar 42 - 52 cm, belastbar bis 130 kg
Sitzbreite: 40 cm, Sitztiefe: 40cm
HMV 04.40.03.1021
Art.-Nr.: 166411



Duschhocker mit Saugfüßen und Hygieneausschnitt
höhenverstellbar, belastbar bis 135 kg
Art.-Nr.: 166407

Duschhocker Delphi
höhenverstellbar
belastbar bis 180 kg
Art.-Nr.: 166393



Duschstuhl



Duschstuhl mit Saugfüßen und Hygieneausschnitt
höhenverstellbar 43 - 53 cm
belastbar bis 135 kg
Art.-Nr.: 166406

Duschstuhl mit Armlehnen und Hygieneausschnitt
höhenverstellbar 42-52 cm
Sitzbreite: 55 cm, Sitztiefe: 41 cm
weiß, belastbar bis 130 kg
HMF 04.40.03.2030
Art.-Nr.: 166410



Duschstuhl mit Saugfüßen
höhenverstellbar
belastbar bis 130 kg
Art.-Nr.: 166387

Bad & WC

Haltegriff

Achtung: Haltegriffe werden nicht
mehr von allen Krankenkassen bezahlt



Haltegriff Edelstahl 45 cm
Art.-Nr.: 245776



auch in folgenden Größen erhältlich:
30cm, 50cm, 80cm

Haltegriff zum Kleben 30 cm
Art.-Nr.: 389461



Toilettenstützgestell



Toilettenstützgestell Aquasafe
belastbar bis 120 kg
höhenverstellbar
Art.-Nr.: 389858

Bad & WC

Badewanneneinstiegshilfe



Badewannen-Einstieghilfe „Extra“
HMV 04.40.05.0011
Art.-Nr.: 245233



- Edelstahl lackiert, korrosionsbeständig
- Griffhöhe über Wannenrand ca. 16 cm
- Ca. 50 x 46 cm
- Griffbreite: 29 cm
- Max. Belastbarkeit 130 kg
- Passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von ca. 4 - 9,5 cm

Badewannen-Einstieghilfe mit Softgriff
HMV 04.40.05.0012
Art.-Nr.: 245236



- Stahlrohr, pulverbeschichtet
- Griffhöhe über Wannenrand ca. 37 cm
- Max. Belastbarkeit: 100 kg
- Ca. 15 x 49 cm
- Passend für handelsübliche Badewannen mit einer Randstärke von ca. 8 - 17 cm



Bad & WC

Toilettensitzerhöhung



Toilettensitzerhöhung TICCO 2G
10 cm weiß
HMV 33.40.01.0100
Art.-Nr.: 173197



auch erhältlich in
5 cm und 15 cm

Toilettensitzerhöhung mit Deckel und zwei Armlehnen
weiß, höhenverstellbar
HMV 33.40.01.3033
Art.-Nr.: 173206



Toilettenstuhl

Toilettenstuhl mit Eimer und Abdeckplatte
HMV 18.46.02.0058
Art.-Nr.: 173195



Technische Daten	
Überfahrbare Toilettenhöhe	44 cm
Sitzbreite	44 cm
Sitztiefe	42 cm
Sitzhöhe	52 cm
Gesamtbreite	56 cm
Gesamttiefe	95 cm
Gesamthöhe	97 cm
Höhe Rückenlehne	38 cm



- abnehm- bzw. abschwenkbare Beinstützen
- hochklappbare Armlehnen
- 4 schwenkbare Räder, davon 2 mit Feststellbremse
- Sitzplatte: pflegeleichter ABS Kunststoff
- max. Belastung: 130 kg
- Stuhlgewicht: 14,4 kg

Bad & WC

Duschoilettenstuhl



Duschoilettenrollstuhl Aston
5 Zoll Räder
HMV 18.46.01.2012
Art.-Nr.: 171068

Duschoilettenrollstuhl

Duschoilettenrollstuhl Aston
24 Zoll Räder
HMV 18.46.01.0018
Art.-Nr.: 171068



Rollator

Rollator Migo 2G
HMV 10.50.04.1200
Art.-Nr.: 172015



- Farbe: silber
- Sitzhöhe: 60 cm
- Max. Benutzergewicht: 130 kg
- Größte Länge: 61 cm
- Größte Breite: 58 cm
- Gewicht mit Rädern und Korb: 9,1 kg



Rollator LR56
HMV 10.50.04.1146
Art.-Nr.: 214495



- Farbe: silber
- Max. Benutzergewicht: 120 kg
- Größte Länge: 67 cm
- Größte Breite: 60 cm
- Gewicht: 6,7 kg



Rollator

Rollator



Rollator TAIiMA M
HMV 10.50.04.1175
Art.-Nr.: 389371



- Größe: M
- Farbe: braun metallic
- Griffhöhe: 79-95 cm
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Größte Länge: 68 cm
- Größte Breite: 63 cm
- Sitzhöhe: 59 cm
- Gewicht: 6,5 kg

Rollator



Indoor Rollator Let's go
Art.-Nr.: 245167



- Griffhöhe: 83-94 cm
- Gesamthöhe mit Schiebegriffen: 83-94 cm
- Gesamtbreite: 54 cm
- Gesamtlänge: 63 cm
- Leergewicht (ohne Zubehör): 6,5 kg
- Maximale Belastung: 100 kg

Rollator



Carbon Rollator Athlon SL
 H MV 10.50.04.1228
 Art.-Nr.: 160850



- Größe: L (Large)
- Farbe: Mattgrau, Yachtweiß, Racing Red
- Empfohlene Körpergröße: 150-200 cm
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Größte Länge: 68 cm
- Größte Breite: 61 cm
- Sitzhöhe: 62 cm
- Durchmesser Vorder-/Hinterrad: 20 cm
- Gewicht ohne Tasche: 5,2 kg

Rollator Carbon M
 H MV 10.50.04.1204
 Art.-Nr.: 389283



- Sitzbreite: 45 cm
- Sitzhöhe: 60 cm
- Gesamthöhe mit Schiebegriffen 86 - 96 cm
- Anzahl Verstellmöglichkeiten: 5-fach
- Gesamtbreite: 60 cm
- Gesamtlänge: 70 cm
- Leergewicht (ohne Zubehör): 5 kg
- Maximale Belastung: 136 kg
- Maximale Belastung Netztasche: 5,0 kg

Rollator

Rollator XEON Alu



XEON Aluminium Rollator
HMF 10.50.04.1263
Art.-Nr.: 389924 oder 389923



- Größe: M oder L
- Farbe: Anthrazit
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Größte Länge: 68 cm
- Größte Breite: 62 cm
- Sitzhöhe: 55 cm oder 62 cm
- Gewicht ohne Tasche: 6,0 kg oder 6,2 kg
- Ausstattung: Softbereifung, Tasche mit Magnetverschluss, Rückengurt

Exklusiv bei Ihrem Sanitätshaus mit dem lächelnden Gesicht

Rollator XEON Carbon

XEON Carbon Rollator
HMF 10.50.04.1243
Art.-Nr.: 389926 oder 389925



- Größe: M oder L
- Farbe: Carbon schwarz
- Max. Benutzergewicht: 150 kg
- Größte Länge: 68 cm
- Größte Breite: 62 cm
- Sitzhöhe: 54 cm oder 63 cm
- Gewicht ohne Tasche: 4,8 kg oder 4,9 kg
- Ausstattung: Softbereifung, Tasche mit Magnetverschluss



Rollator

Zubehör Xeon



Transporttasche
Art.-Nr.: 389922

Tablett
Art.-Nr.: 504627




Komfortsitz
Art.-Nr.: 389921

Rollatorschirm
Art.-Nr.: 389920



Weiteres Zubehör für alle Rollatoren finden Sie auch in unserer Rollatorausstellung im Daimlerring 8a. Dort finden Sie auch unsere Rollator Teststrecke.



Gehbock



Gehgestell Gecko
höhenverstellbar 81-98,5 cm
Belastbar bis 120 kg
HMV 10.46.01.0026
Art.-Nr.: 171348



- Gesamtbreite: 58 cm
- Maße gefaltet: 84x52x12cm (LxBxH)
- Gewicht: 2,4 kg

Gehhilfe

Pflegebett



- Bett mit Holzumbau (Buche Dekor)
- Inkl. Aufrichter und Seitenteile
- 4-geteilte Liegefläche
- Rücken- und Oberschenkellehne elektrisch verstellbar
- 24-Volt Antriebssystem
- Liegefläche: 90 x 200 cm
- Stellfläche Länge 218 cm; Breite 102 cm
- Liegehöhenverstellung 40 bis 80 cm

Pflegebett Dali II
elektrisch höhenverstellbar
belastbar bis 145 kg (Patientengewicht)
HMV 50.45.01.1179
Art.-Nr.: 389808




Häusliche
Pflege

Einlegerahmen

Einlegerahmen AKS B4
elektrisch verstellbar
Maße: 90/100 x 190/200 cm
4-geteilte Liegefläche
HMV 50.45.03.0021
Art.-Nr.: 247400



Der Hebepflegerahmen wurde für den Einsatz im vorhandenen Bettrahmen zu Hause entwickelt. Die praktikable Alternative zum klassischen Pflegebett. Das wohnliche Umfeld bleibt erhalten, der Komfort steigt und die tägliche Pflege wird merklich erleichtert.



Häusliche
Pflege

Beistelltisch



Beistelltisch fahrbar
Farbe: holzoptik
HMV 50.45.04.0025
Art.-Nr.: 173137



Beistelltisch fahrbar
Farbe: weiß
HMV 50.45.04.0025
Art.-Nr.: 173136

Krankenaufrichter



Krankenaufrichter
4-Fuß mit Haltegriff
Farbe: grau lackiert
Gewicht: 15 kg
Tragkraft: 90 kg
Maße: 83 x 75 x 170 cm (BxTxH)
HMV 19.40.02.2021
Art.-Nr.: 245314

Patientenlift



Patientenlift Foldy
HMV 22.40.01.0049
Art.-Nr.: 164206



Der AKS-Foldy ist einer der meistverkauften Patientenlifter im häuslichen Bereich. Der AKS-Foldy verfügt über einen abnehmbaren Akkukasten und ist somit für den Einsatz im stationären Bereich optimiert worden. Das umfangreiche Zubehör an Liftertüchern, Waagen und Bügeln macht den AKS-Foldy zu einem der flexibelsten Hilfsmitteln in diesem Einsatzbereich.

Häusliche
Pflege

Aufstehlift



Aufstehlift Torneo II
HMV 22.40.01.1034
Art.-Nr.: 164308



- Schonendes Aufrichten und Absetzen von Personen
- Sicherer Transfer in stehender und sitzender Position
- Kompakte Maße - auch für kleine Personen und Kinder verwendbar
- Einsatz in kleinen Räumen und schmalen Türen
- hohe Wendigkeit auf kleinster Fläche
- Notaus-Schalter bei elektrischen Störungen
- hohe Standfestigkeit durch mechanische Spreizung des Fahrgestells per Fußhebel

Häusliche
Pflege

Standard Rollstuhl

Standardrollstuhl Breezy UniX²
HMV 18.50.02.0119
Art.-Nr.: 390091



Technische Daten	
Sitzbreite:	38 - 50 cm
Sitztiefe:	42 cm
Sitzhöhe:	47 - 51 cm
Sitzwinkel:	3°
Rückenhöhe:	40 - 42 cm
Gesamtbreite:	Sitzbreite +20 cm
Gesamtlänge:	109 cm
Gesamthöhe:	97 cm
Faltmaß:	31 cm
Rahmenmaterial :	Stahl
Produktgewicht:	ab 18 kg
Maximales Benutzergewicht:	125 kg
Rahmenfarben:	Brillantsilber



Der Standardrollstuhl UniX² bietet serienmäßig zwei Sitzhöhen und wurde für eine bessere Haltbarkeit mit einem komplett geschweißten Rückenrohr ausgestattet. Breitere, vorne abgerundete Armlehnen und weniger Kunststoff sorgen für eine klare Optik des Rollstuhls. Dank des X-Family² Gleichteileprinzips ist der Standardrollstuhl UniX² kompatibel mit allen anderen Produkten der Breezy XFamily².

Rollstuhl

Leichtgewichtrollstuhl



Leichtgewichtsrollstuhl Breezy PariX²
HMV 18.50.02.2114
Art.-Nr.: 390085

Technische Daten	
Sitzbreite	38-52 cm
Sitztiefe	41,5 oder 44 cm
Sitzhöhe	46 - 51 cm
Sitzwinkel	3°
Rückenhöhe	41 - 43 cm
Gesamtbreite	Sitzbreite + 20cm
Gesamtlänge	106 cm
Gesamthöhe	95 cm
Faltmaß	30 cm
Rahmenmaterial	Stahl & Aluminium
Produktgewicht	ab 16,6 kg
Maximales Benutzergewicht	125 kg
Rahmenfarbe	Brillantsilber



Der Standardrollstuhl PariX² verdankt seine Bezeichnung als Leichtgewichtrollstuhl einem Gesamtgewicht ab 16,6 kg. Das stabile Gefährt aus hochwertigem Stahl und Aluminium kann dennoch mit bis zu 125 kg belastet werden und ist durch seine gute Verarbeitungsqualität den Herausforderungen des Pflegealltags gewachsen.

Was den Leichtgewichtrollstuhl auszeichnet ist der gute Anpassungsgrad an die individuellen Bedürfnisse des Nutzers. So ermöglicht beispielsweise die - Achsplatte diverse Sitzhöhen für eine optimale Sitzposition. Außerdem eignet sie sich auch als Radstandsverlängerung.

Rollstuhl

Pflegerollstuhl

Pflegerollstuhl Netti 4U CE PLUS
H MV 18.50.02.7056
Art.-Nr.: 486626

Technische Daten	
Gesamtbreite	Sitzbreite + 18 cm
Gesamthöhe	105 cm
Sitzbreite	35 / 40 / 45 / 50 cm
Sitztiefe	37 - 50 cm
Sitzhöhe	44 - 50 cm
Sitzwinkel	-5 bis +20 Grad
Rückenhöhe	50 - 60 cm
Rückenwinkel	90 bis 135 Grad
Gewicht	28,5 kg
Belastbarkeit	135 kg



- Flexible Sitztiefe
- Rücken- und Sitzkantelung stufenlos einstellbar
- Geringes Gewicht und geringe Gesamtbreite
- Höhenverstellbare Schiebegriffe
- Winkelregulierbare Beinstütze mit ergonomischem Drehpunkt
- Kopfstütze höhen-, tiefen- und winkelverstellbar

Rollstuhl

Elektrorollstuhl

Elektrorollstuhl iChair Mc1 light
HMV 18.50.04.0124
Art.-Nr.: 389803



Technische Daten	
Sitzbreite in cm	38 - 60
Länge mit Fußstützen in mm	1080
Breite fahrbereit in mm	630
Höhe ohne Kopfstütze in mm	930 - 1130
Transportmaße Länge in mm	840
Transporthöhe min. in mm	560 - 660
Hindernishöhe max. in mm	60
Wenderadius in mm	840
Transportleergewicht min. in kg	94
Personengewicht max. in kg	130
Fahrgeschwindigkeiten km/h	6 - 10
Motorleistung W	2 x 180 / 2 x 300
Max. Fahrstreckenleistung	30
Zulässige Steigungen / Gefälle	8,5° / 15 %



- Ideal zur Mobilitätserhaltung zu Hause, am Arbeitsplatz und im Büro
- Geeignet für den Außenbereich durch Serienmäßig große Bereifung
- Innenräume lassen sich durch die kompakten Abmessungen und die hohe Wendigkeit mit Leichtigkeit meistern

Rollstuhl


Scooter Kolja H MV
H MV 18.51.05.1045
Art.-Nr.: 497429

Technische Daten	
Farbe	rot
Gesamtbreite	590 mm
Gesamtlänge	1190 mm
Max. Belastbarkeit	160 kg
Bereifung	10 Zoll Luftbereifung
Geschwindigkeit	6 km/h
Reichweite	40 km
Gesamtgewicht inkl. Batterien	93,8 kg
Wenderadius	1030 mm



Mit seiner Länge von nur 1190 mm ist der Kolja in jeder Situation der passende Begleiter und passt sogar fast in jeden Fahrstuhl

Zusatzantrieb



E-Fix E35
HMV 18.99.05.1018
Art.-Nr.: 166020


Technische Daten	
Akkus	36 V, 6,0 Ah, 216 Wh
Betriebsspannung	36 V
Geschwindigkeit	0,5 - 6 km/h
Steig- und Bremsfähigkeit	bis 20% (Grenzwerte des Rollstuhlherstellers beachten)
Reichweite	bis 16 km
Radabmessung	22" oder 24"
max. Personengewicht	120 kg
Max. zulässiges Gesamtgewicht	170 kg
Akku-Pack	2,1 kg
Antriebsrad	2 mal 7,9 kg
Bediengerät	0.6 kg
Schnittstelle	0,8 kg
Gesamtgewicht	19,3 kg



Ihr Rollstuhl lässt sich mit dem E-Fix kinderleicht steuern. Die Geschwindigkeit stellen Sie am griffgünstigen Regler stufenlos von 0,6 bis 6km/h ein. Auch sonst bietet Ihnen das kleine Bediengerät großen Fahrkomfort. Sein klares, beleuchtetes Farbdisplay liefert alle wichtigen Informationen, wie Akku-Ladung und Geschwindigkeit auf einen Blick.

Die zwei leisen, aber leistungsstarken Antriebe machen den E-Fix sowohl im Außen- als auch im Innenbereich zum idealen Begleiter. Einerseits auf der Stelle drehen und auf engstem Raum rangieren, andererseits aber kraftvoll und sicher Steigungen zu bewältigen.

Zusatzantrieb



Viamobil Schiebehilfe V25
HMV 18.99.04.1023
Art.-Nr.: 166287



Technische Daten	
Akkus	36 V, 6,6 Ah, auslaufsicher und wartungsfrei, Lithium-Ionen
Ladegerät (Eingang)	90-240 V; AC
Ladegerät (Ausgang)	45 V; DC
Betriebsspannung	36 V
Geschwindigkeit	1-5,5 km/h (frei wählbar)
Steig- und Bremsfähigkeit	Max. 18%
Reichweite	bis zu 20 km
max. zulässiges Gesamtgewicht	210 kg
Gewicht der Einzelteile:	
Antriebseinheit	10,3 kg
Akku-Pack	2,4 kg
Bediengerät	0,6 kg
Gesamtgewicht	13,3 kg
Max. Personengewicht	160 kg




Einmal am Rollstuhl angebracht, unterstützt Sie das Viamobil vielseitig und flexibel in Ihrer Mobilität:

- Steigungen und Gefälle von bis zu 18% können ohne jeden Kraftaufwand für die Begleitperson bewältigt werden
- Der kompakte Akku-Pack ermöglicht einen Aktionsradius von bis zu 20 km
- Der Motor bewegt den Rollstuhl und bremst ihn auch ab

Alber
Mobilitätshilfen

Zusatzantrieb



E-Motion M25
Restkraftunterstützender Motor
HMV 18.99.08.1019
Art.-Nr.: 389499



Technische Daten	
Akkus	36,5 V, 2 mal 4,3 Ah, Lithium-Ionen, auslaufsicher und wartungsfrei
Geschwindigkeit	Unterstützung 0 - 8,5 km/h
Max. zulässiges Gesamtgewicht	190 kg
max. Personengewicht	150 kg
Gewicht Antriebsrad (inkl. Akku)	7,8 kg
Gesamtgewicht	15,6 kg



E-Motion verbindet aktive Mobilität mit therapeutischem Nutzen. Auch Rollstuhlfahrer mit eingeschränkter Kraft können sich dank E-Motion wieder selbstständig fortbewegen.
Der Anwender bleibt in Bewegung und trainiert seine Vitalfunktionen. Muskeln und Gelenke werden entlastet. Es reicht sehr wenig Kraft aus, um sich selbstständig fortzubewegen und den Aktionsradius zu vergrößern. E-Motion fördert somit die Unabhängigkeit des Rollstuhlfahrers.

Zusatzantrieb



Scalamobil S35
Treppensteighilfe
HMV 18.65.01.1026
Art.-Nr.: 000196

Technische Daten	
Akku-Pack	2 x 12 V; 3,4 Ah
Steiggeschwindigkeit	6-19 Stufen/min
Reichweite	Bis zu 300 Stufen
max. zulässiges Gesamtgewicht	180 kg
Max. zulässiges Personengewicht	140 kg
Gewicht und Maße der Einzelteile:	
Griffeinheit	4,9 kg
Steigeinheit	17,9 kg (ohne Akku-Pack)
Akku-Pack	2,7 kg
Gewicht (gesamt)	25,5 kg
Breite (gesamt)	43-52 cm
Höhe (gesamt)	120-160 cm



Zwei elektrisch angetriebene Radpaare übersteigen kontinuierlich eine Treppenstufe nach der anderen - aufwärts oder abwärts. Dafür sorgt ein sanfter und zuverlässiger, von Alber patentierter, Steigmechanismus. Treppab stoppen vier Sicherheitsbremsen das Scalamobil automatisch vor jeder Stufenkante. Die Begleitperson wählt die Steigrichtung und Geschwindigkeit aus. Während des Steigvorgangs muss sie den Treppensteiger nur in Balance halten.

Alber
Mobilitätshilfen

Weichlagerungsmatratze



AKS Theraplot
HMV 11.29.05.0015
Art.-Nr.: 247457



AKS Duoplot
HMV 11.29.05.0049
Art.-Nr.: 247445

Sitzen &
Liegen

30

Prophylaxematratze

Kubivent Compact Duocare
Art.-Nr.: 166744



Wechseldruckmatratze



AKS Saniflow III
HMV 11.29.04.0004
Art.-Nr.: 247492



Sitzen &
Liegen

Würfelkissen

Kubivent Thera-Cubus
HMV 11.39.01.3010
Art.-Nr.: 166611



Das Rollstuhlkissen verbindet das patientengerechte Sitzen mit einer flexiblen Einstellung auf gefährdete Körperpartien und der Sicherung eines optimalen Mikroklimas.

DUAL-System: Das System besteht aus bis zu 200 in ein flexibles Gitternetz eingehängten Würfeln in zwei unabhängigen Lagen. Durch dieses Prinzip sowie die unterschiedlichen Schaumstoffhärten ist eine individuelle Anpassung an Gewicht und Bedarfssituation des Benutzers möglich.

Modellaufbau:

Einzelne oder mehrere Würfel lassen sich auf der Unterseite an den von Druck- und Schmerzspitzen betroffenen Stellen entnehmen. Eine individuelle, patientengerechte Druckentlastung wird dadurch möglich.



Kubivent Dual Plus
HMV 11.39.01.3005
Art.-Nr.: 166749




Sitzen &
Liegen

Bewerten Sie uns
auf Google



**Oder folgen Sie uns auf unseren
Social Media Kanälen.
Wir freuen uns auf Sie!**



Wiesanha

Unser Lächeln hilft



Sie finden uns hier:



Daimlerring 8a • 65205 Wi-Nordenstadt



Rheinstr. 30-32 • 65185 Wiesbaden

Der richtige Partner für Ihre Gesundheit

Rheinstr. 30 - 32, 65185 Wiesbaden
Daimlerring 8a, 65205 Wi-Nordenstadt

Geschäftsführer: Annkatrin Söhngen,
Niels Söhngen, Thilo Söhngen

Reg.-Gericht: Amtsgericht Wiesbaden HRB 6799

- Tel.: 0611/ 99 00 3 - 0
- Fax: 0611/ 99 00 3 - 88
- E-Mail: info@wiesanha.de
- www.wiesanha.de

